

Surfa'safe Premium Anios - Format économique - Bidon de 5L

Mousse détergente désinfectante pour toutes les surfaces, équipements, dispositifs médicaux et surfaces alimentaires.

- Solution prête à l'emploi.
- Nettoie et désinfecte en 1 seule opération
- Sans alcool, sans parfum ni colorant
- pH : 6
- Bonnes propriétés moussantes

Propriétés microbiologiques :

* Bactéricide - Actif selon :
EN 13727 (1 min), EN 16615 (2 min)
EN 1276 (1 min), EN 13697 (2 min)
Temps de contact = 2 min

* Levuricide - Actif selon :
EN 13624 (2 min), EN 16615 (2 min)
EN 1650 (2 min), EN 13697 (5 min)
Temps de contact = 5 min

* Tuberculocide - Actif selon EN 14348 / Temps de contact = 60 min

* Active sur les virus enveloppés selon EN 14476 / Temps de contact = 1 min

* EN 14476 Polyomavirus SV40 / Temps de contact = 5 min

* EN 14476 Rotavirus / Temps de contact = 30 sec

* Virucide à spectre limité selon EN 14476 / Temps de contact = 30 min

* EN 14476 Adenovirus / Temps de contact = 30 min

* EN 14476 Norovirus (MNV) / Temps de contact = 15 min

Mode d'emploi :

S'utilise sans dilution. Appliquez la mousse détergente désinfectante sur la surface à traiter ou de préférence sur un non-tissé. Il est nécessaire de bien répartir le produit. Laisser agir 5 à 15 minutes en fonction de l'efficacité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer sauf en cas de contact prolongé de la surface avec la peau. Parfum agrume très odorant.

Conditionnement économique : bidon de 5L

Composition : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients

Utilisation : Solution prête à l'emploi.

Pulvériser la solution détergente désinfectante sur un non-tissé et essuyer. Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m² soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires.



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.