

FICHE TECHNIQUE

Doppler fœtal à ultrasons 2,5MHz avec écran LCD et batterie rechargeable - Robemed

Pour la détection et la mesure du rythme cardiaque fœtal pendant la grossesse.

Modèle semi - professionnel avec écouteurs et écran LCD pour la détection de la fréquence cardiaque pendant la grossesse.

- Ecran LCD 177"
- Fréquence à ultrasons: 2,5MHz,
- Plage de mesure: 50-240 bpm,
- Précision: +/- 2 bpm,
- Ecouteurs internes avec réglage du volume,
- Son limpide,
- Différents modes d'affichage de travail,
- Arrêt automatique après 2 minutes sans signal.

Alimentation : Fonctionne à batterie rechargeable

Dimensions : 140 x 108 x 35 mm

Poids : 250g.

Conforme IEC60601-1

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.

