



### Marteau à réflexes Luxamed modèle Buck

Pour observer les réflexes tendineux et la sensibilité de certaines parties du corps humain.

Marteau à réflexes LUXAMED modèle Buck en aluminium blanc.

Embouts de stimulation neurologique en caoutchouc de 2 diamètres différents, le plus petit pour utilisation pédiatrique.

Pointe de stimulation située à la base du manche du marteau pour les réflexes cutanés plantaires.

Surface EASY TO CLEAN revêtue d'un matériau moins sensible aux salissures et facile à nettoyer.

- Sans pinceau neurologique.
- Longueur 180 mm.
- Poids 90g.
- Disponible en blanc ou en noir.

Fabrication allemande.

Matériel CE.